

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ewsr1 Pour If/Icc, Elisa - Q01844

Numéro d'article: CM0016801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EWSR1 humain, validé pour les applications IF/ICC et ELISA. Cible la protéine de la région de point de rupture du sarcome d'Ewing 1, un répresseur transcriptionnel impliqué dans la tumorigénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EWSR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EWS ; EWS-FLI1 ; bK984G1.4 ; EWSR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2130
GeneID	2130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'EWSR1 humain (NP_001156757.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01844
Poids protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace