

Anticorps Polyclonal De Lapin Exoc3 Pour Wb, Elisa - O60645

Numéro d'article: CM0021013

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre EXOC3 (Sec6), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le complexe exocystique et l'exocytose dans les contextes de diagnostic et de laboratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOC3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SEC6 ; Sec6p ; SEC6L1 ; EXOC3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	11336
Identifiant de gène	11336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 396-745 de l'EXOC3 humain (NP_009208.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60645
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace