


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Extl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

Numéro d'article: CM0030676



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EXTL3 humain, une glycosyltransférase et récepteur REG3. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le sulfate d'héparane et la signalisation par REG3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXTL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2137
Identifiant de gène	2137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 220 de l'EXTL3 humain (NP_001431.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43909
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace