


F2R Rabbit Pab - P25116

Numéro d'article: CM0024730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-F2R de haute qualité pour le Western blot et la détection par ELISA du récepteur activé par protéinase 1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la coagulation et les études cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	F2R Rabbit pAb
Remarques/Alias	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2149
Identifiant du gène	2149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-110 de la F2R humaine (NP_001983.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25116
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace