

Ac Monoclonal De Lapin Anti-F4/80 Pour If, Ihc-P, Elisa - Q61549

Numéro d'article: CM0006997

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre F4/80 de souris (Emr1), adapté à l'immunofluorescence, à l'immunohistochimie (paraffine) et à l'ELISA. Détecte F4/80 de souris et de rat, un marqueur des macrophages impliqué dans l'adhésion cellulaire et le développement des Treg. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-F4/80
Remarques/alias	Emr1 ; Ly71 ; F4/80 ; Gp480 ; TM7LN3 ; DD7A5-7 ; EGF-TM7
Espèce	Souris
GenelD (humain)	2015
GenelD	13733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 367-645 de F4/80 de souris (NP_034260.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q61549
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Pack réfrigérant