


Anticorps Monoclonal Fadd Rabbit Polymab® Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61160 / Q13158

Numéro d'article: CM0009805



Introduction

Anticorps monoclonal FADD Rabbit PolymAb® à haute spécificité pour la recherche sur l'apoptose. Validé en WB, IP, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée avec les protéines FADD humaines, murines et de rat (Gene ID 8772/14082).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FADD Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	Mort1/FADD
Espèce	Humaine/Souris
GeneID (humain)	8772
GeneID (souris)	14082
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante de FADD humain/murin)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q61160/Q13158
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace