


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Faf1 (Wb/Elisa) - Q9Unn5

Numéro d'article: CM0027020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine FAF1 (facteur 1 associé à FAS), adapté pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11124
GeneID	11124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de la FAF1 humaine (NP_008982.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNN5
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace