

Fam160B2 Pab De Lapin - Q80Yr2

Numéro d'article: CM0019182

Introduction

FAM160B2 pAb de lapin est un anticorps polyclonal pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat, il cible la sous-unité 2B du complexe FHF, protéine interagissant avec HOOK, impliquée dans la signalisation MAPK/ERK et la fonction de barrière intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM160B2 pAb de lapin
Remarques / Alias	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	239170
GeneID	239170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 74-303 de FAM160B2 de souris (NP_919326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q80YR2
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace