


Fam50A Lapin Mac (Anticorps Monoclonal Anti-Fam50A) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14320

Numéro d'article: CM0007163



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine FAM50A, validé pour le western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation de l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM50A Lapin mAc
Remarques/Alias	XAP5 ; HXC26 ; MRXSA ; HXC-26 ; DXS9928E ; FAM50A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9130
GeneID	9130
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine humaine FAM50A (NP_004690.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14320
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace