

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fancd2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Numéro d'article: CM0022952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FANCD2, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte FANCD2 humain, de souris et de rat (164 kDa). Convient à la recherche sur la réparation de l'ADN et l'anémie de Fanconi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FANCD2 pAb de lapin
Remarques/Alias	FA4 ; FAD ; FACD ; FAD2 ; FA-D2 ; FANCD ; FANCD2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2177
ID du gène	2177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-291 de FANCD2 (NP_001018125.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BXW9
Poids de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac de glace