


Faslg Pab De Lapin - P48023

Numéro d'article: CM0014159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FasLG pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le FasLG humain et murin, un médiateur clé de l'apoptose. Idéal pour l'étude de la mort cellulaire immunitaire et de la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FasLG pAb de Lapin
Remarques / Alias	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APT1LG1, FasLG
Espèce	Humain
Identifiant du gène	356
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 du FasLG humain (NP_000630.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48023
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace