

Myosine Squelettique Rapide Chaîne Lourde Mab De Lapin - P12882

Numéro d'article: CM0009205

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MYH1 (Myosine-1, chaîne lourde du muscle squelettique). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en physiologie musculaire et en audition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Myosine squelettique rapide chaîne lourde mAb de lapin
Remarques / Alias	MYHa ; HEL71 ; MYHSA1 ; MyHC-2x ; MyHC-2X/D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4619
GeneID	4619
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la MYH1 humaine (NP_005954.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12882
Poids de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac isotherme