

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fastkd5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7L8L6

Numéro d'article: CM0024532

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FASTKD5, adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le traitement des ARN mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FASTKD5 pAb de lapin
Remarques/Alias	dj1187M17.5 ; FASTKD5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	60493
GenelD	60493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 495-764 de FASTKD5 humain (NP_068598.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L8L6
Poids protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace