

Fau Rabbit Pab - P35544

Numéro d'article: CM0017575

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FAU validé pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA. Détecte la protéine FAU/RPS30 endogène (~14 kDa) chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur l'apoptose et les protéines de fusion de type ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FAU Rabbit pAb
Remarques/Alias	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
Espèce	Humaine
ID du gène	2197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 133 de la protéine FAU humaine (NP_001988.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35544
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant