

Anticorps Polyclonal De Lapin Fbln1 Pour Wb, Elisa - P23142

Numéro d'article: CM0023090

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Fibuline-1 humaine (FBLN1), validé pour WB et ELISA. Réagit avec la FBLN1 humaine, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la matrice extracellulaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBLN1 pAc Lapin
Remarques/Alias	FBLN; FIBL1; FBLN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2192
ID de gène	2192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 570-670 de la FBLN1 humaine (NP_001987.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23142
Poids moléculaire	77kDa
Expédition	Sac de glace