

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcgrt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55899

Numéro d'article: CM0025764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le FCGRT (FcRn) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le recyclage des IgG et l'immunité néonatale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCGRT Rabbit pAb
Remarques/Alias	FCRN; FcgammaRn; chaîne alpha; FCGRT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2217
ID de gène	2217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-290 du FcRn humain (NP_004098.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55899
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace