

Fchsd1 Rabbit Pab - Q86Wn1

Numéro d'article: CM0017951

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FCHSD1 humain. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude de la polymérisation de l'actine et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCHSD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NWK2 ; FCHSD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	89848
GeneID	89848
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 400 de FCHSD1 humain (NP_258260.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86WN1
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac réfrigérant