

Anticorps Polyclonal De Lapin Fcrl3 Pour Wb Et Elisa - Q96P31

Numéro d'article: CM0016029

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FCRL3 (CD307c, MAIA) humaine, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la biologie des lymphocytes B, l'immunologie et la fécondation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCRL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	115352
GeneID	115352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-720 de la FCRL3 humaine (NP_443171.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96P31
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sachet de glace