


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fes Pour Wb, Elisa - P07332

Numéro d'article: CM0027649



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-FES cible la protéine FES humaine (93 kDa) avec réactivité croisée vers la souris. Convient pour les applications WB et ELISA dans la signalisation des tyrosines kinases, la dégranulation des mastocytes et la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FES Lapin pAb
Remarques/Alias	FPS; FES
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2242
GeneID	2242
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-420 de la protéine FES humaine (NP_001137256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07332
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace