

Fgd4 Lapin Pab (Anticorps Polyclonal) Pour Wb, Elisa - Q96M96

Numéro d'article: CM0030582

Introduction

FGD4 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant le FGD4 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la dynamique du cytosquelette et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	121512
GeneID	121512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-198 de la FGD4 humaine (NP_640334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96M96
Poids moléculaire de la protéine	87kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace