

Fgf14 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q92915

Numéro d'article: CM0030704

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de croissance des fibroblastes 14 humain (FGF14), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du développement et de la fonction du système nerveux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF14 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2259
ID de gène	2259
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-252 du FGF14 humain (NP_787125.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92915
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace