

Anticorps Monoclonal Lapin Fgf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Numéro d'article: CM0003442

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin FGF2 validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le FGF2 humain (bFGF), un facteur de croissance lié à l'héparine impliqué dans la prolifération cellulaire, la différenciation et l'angiogenèse. Idéal pour les études en oncologie et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FGF2 mAc Lapin
Remarques/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Espèce	Humain
GeneID	2247
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du FGF2 humain (NP_001997.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P09038
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace