

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Numéro d'article: CM0027147



Introduction

Anticorps pAb de lapin anti-FGF23 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Régule le métabolisme du phosphate et de la vitamine D ; essentiel pour la recherche sur les troubles osseux. Cible de 28 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-FGF23
Remarques/Alias	ADHR ; FGFR ; HYPF ; HFTC2 ; HPDR2 ; PHPTC ; FGF23
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8074
ID du gène	8074
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-251 du FGF23 humain (NP_065689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZV9
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace