

Fhl1 Pac Lapin Pour Wb Et Elisa - Q13642

Numéro d'article: CM0024864



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît la protéine 1 à quatre domaines et demi LIM (FHL1/SLIM), un régulateur du développement musculaire. Validé en WB et ELISA, il présente une réaction croisée avec la souris, ce qui le rend adapté aux études sur le muscle squelettique et l'hypertrophie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FHL1 pAc Lapin
Remarques/Alias	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
Espèce	Humain
GeneID	2273
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-296 de FHL1 humain (NP_001153171.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13642
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace