


Fip200 Rabbit Pab - Q8Tdy2

Numéro d'article: CM0015282



Introduction

FIP200 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal détectant RB1CC1 humain, murin et de rat. Validé en WB, IHC-P et ELISA ; idéal pour la recherche sur l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FIP200 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CC1 ; ATG17 ; FIP200 ; PPP1R131
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9821
GeneID	9821
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1280-1400 de la protéine FIP200 humaine (NP_055596.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8TDY2
Poids moléculaire	183 kDa
Expédition	Pack de glace