

Anticorps Monoclonal Fitc Anti-Cd4 De Poulet Pour Cytométrie En Flux - Q9W6V7

Numéro d'article: CM0004644

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au FITC ciblant le CD4 de poulet (55 kDa). Adapté à la cytométrie en flux sur les lymphocytes de poulet. Il se lie au domaine extracellulaire de la protéine de surface des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb FITC lapin anti-CD4 de poulet
Remarques / Alias	CD4
Espèce	Poulet
ID de gène (Humain)	920
ID de gène	395362
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-423 du CD4 de poulet (NP_989980.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Poulet
SWISS	Q9W6V7
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace