

Anticorps Monoclonal Fitc Anti-Souris Cd3E - Cd3E

Numéro d'article: CM0003976

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué au FITC reconnaissant spécifiquement la CD3e de souris (CD3 epsilon) pour des applications en cytométrie en flux. Issu du hamster arménien, ce réactif permet une détection précise des lymphocytes T dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FITC Anti-Mouse CD3e mAb
Remarques / Alias	CD3 ; T3e ; CD3epsilon
Espèce	Souris
Identifiant du gène	12501
Immunogène	Protéine recombinante de CD3e de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace