

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fc) Conjugué À La Fitc - Fc D'igg De Chèvre

Numéro d'article: CM0009886

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité, conjugué à la FITC, ciblant le fragment Fc de l'IgG de chèvre, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la détection des IgG de chèvre dans les immunoessais de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-fragment d'IgG de chèvre (Fc) conjugué à la FITC
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante du fragment Fc de l'IgG de chèvre.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac de glace