


Anticorps Monoclonal Fitc De Lapin Anti-Humain Cd2 Pour Fc - P06729

Numéro d'article: CM0008149



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD2 conjugué au FITC pour cytométrie en flux (FC). Spécifique de CD2 humain (T11/SRBC/LFA-2), un antigène de surface des lymphocytes T de 39 kDa. Validé pour la FC. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et des cellules NK et les études d'adhésion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb FITC de lapin anti-humain CD2
Remarques / Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	914
GeneID	914
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 de CD2 humain (NP_001758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace