

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 Humain Conjugué À La Fitc Pour Cytométrie En Flux - P16070

Numéro d'article: CM0008861



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la FITC ciblant le CD44 humain pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et du homing immunitaire. SWISS : P16070.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD44 humain conjugué à la FITC
Remarques/Alias	CD44 ; CDW44 ; CSPG8 ; ECMR-III ; HCELL ; HUTCH-I ; IN ; LHR ; MC56 ; MDU2 ; MDU3 ; MIC4 ; Pgp1 ; antigène CD44
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	960
GeneID	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 178 du CD44 humain (NP_000601.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16070
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace