

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd7 Humain Conjugué À La Fitc Pour Cytométrie En Flux - P09564

Numéro d'article: CM0006111

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la FITC ciblant le CD7 humain (GP40, Tp40, LEU-9). Conçu pour la détection par cytométrie en flux des populations de cellules T et de cellules NK dans les procédures d'immunophénotypage et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD7 humain conjugué à la FITC
Remarques/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	924
GeneID	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 du CD7 humain (NP_006128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace