


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd99 Humain Conjugué Au Fitc Pour Cytométrie En Flux - P14209

Numéro d'article: CM0007864



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au FITC dirigé contre le CD99 humain (MIC2) pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène CD99 de 19 kDa impliqué dans l'adhésion des lymphocytes T, l'extravasation leucocytaire et la formation de rosettes. Réagit de manière croisée avec le CD99 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD99 humain conjugué au FITC
Remarques/Alias	MIC2 ; HBA71 ; MIC2X ; MIC2Y ; MSK5X
Espèce	Humain
GeneID	4267
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 24-123 du CD99 humain (NP_002405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids moléculaire protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace