

Anticorps Monoclonal Fitc Lapin Anti-Tcr γ/δ Humain - Tcr γ/δ

Numéro d'article: CM0009757

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué au FITC ciblant le TCR γ/δ humain pour cytométrie en flux. Spécifique des chaînes gamma/delta du récepteur des cellules T, idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les sous-ensembles de cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FITC Rabbit anti-Human TCR γ/δ mAb
Remarques/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6964/6965
Identifiant de gène	6964/6965
Immunogène	Protéine recombinante du TCR γ/δ humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sachet de glace