

Mab Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe Conjugué Fitc - Cd19

Numéro d'article: CM0008921

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au FITC ciblant le CD19 humain et de singe cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B dans les applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD19 humain/singe conjugué FITC
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID de gène (Humain)	930
ID de gène	102145514
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace