

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain/Singe Cd45 Conjugués À La Fitc Pour Fc - P08575

Numéro d'article: CM0011945



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la FITC dirigé contre le CD45 humain et du cynomolgus (antigène leucocytaire commun). Validé pour la cytométrie en flux, il permet une identification et une analyse précises des cellules immunitaires, soutenant la recherche sur l'activation et la signalisation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FITC Lapin anti-Humain/Singe CD45 mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgol
SWISS	P08575
Poids moléculaire	131kda/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Expédition	Sac de glace