


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A Humain/Singe Conjugué Au Fitc Pour Fc - P01732

Numéro d'article: CM0004144



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au FITC spécifique du CD8a humain et du cynomolgus. Conçu pour la détection par cytométrie en flux des lymphocytes T CD8+, facilitant la recherche sur la réponse immunitaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD8a Humain/Singe conjugué au FITC
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	925
GeneID	925
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace