

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd32 Conjugué Fitc Pour Cytométrie En Flux - P08101

Numéro d'article: CM0007969

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué FITC ciblant le CD32 de souris (récepteur Fc gamma IIB) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire, adapté pour la détection du CD32 sur les cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FITC Lapin anti-Souris CD32 mAb
Remarques/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	2213
GeneID	14130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-207 du CD32 de souris (NP_034317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P08101
Poids Protéique	31kDa/33kDa/36kDa
Expédition	Sac de glace