


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rat Cd45 Conjugué Fitc Pour Fc - P04157

Numéro d'article: CM0011923



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la FITC dirigé contre le CD45 de rat (L-CA, T200), validé pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène commun des leucocytes, une phosphatase protéique-tyrosine de type récepteur essentielle pour l'activation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FITC Lapin anti-Rat CD45 mAb
Remarques/Alias	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	5788
GeneID	24699
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-546 du CD45 de rat (NP_612516.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P04157
Poids Protéique	143 kDa
Expédition	Sac de glace