

Anticorps Monoclonal De Lapin Fitc/5-Fam/6-Fam

Numéro d'article: CM0002056

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le FITC, le 5-FAM et le 6-FAM. Validé pour WB et ELISA avec une réactivité indépendante de l'espèce. Idéal pour détecter les molécules marquées au FITC dans diverses analyses de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin FITC/5-FAM/6-FAM
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique, FITC
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace