

Fkbp1B Lapin Pab - P68106

Numéro d'article: CM0029527



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin FKBP1B détecte la peptidyl-prolyl cis-trans isomérase FKBP1B (FKBP 12,6 kDa) pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'immunosuppression et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FKBP1B Lapin pAb
Remarques/Alias	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPlase; FKBP12.6; FKBP1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2281
GeneID	2281
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-80 de la FKBP1B humaine (NP_473374.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68106
Poids moléculaire protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace