

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Flii Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13045

Numéro d'article: CM0013897

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine FLII (flightless-1 homolog). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la dynamique du cytosquelette, l'adhésion cellulaire et la transcription. ~145 kDa, SWISS : Q13045.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FLII Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLI ; FLIL ; Fli1 ; FLII
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2314
ID du gène	2314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-660 de la protéine FLII humaine (NP_002009.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13045
Poids de la protéine	145 kDa
Expédition	Sachet de glace