

Anticorps Pour Cytométrie En Flux : Anticorps Monoclonal De Lapin Pe Anti-Igd De Primate Non Humain - Mab Pe De Lapin Anti-Igd Pnh

Numéro d'article: CM0005839

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la chaîne lourde delta de l'immunoglobuline du macaque cynomolgue. Validé pour la cytométrie en flux, il réagit de manière croisée avec le macaque rhésus. Idéal pour la détection de l'IgD PNH dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de lapin anti-IgD PNH
Espèce	Macaque cynomolgue
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (CF)
Réactivité croisée	Cynomolgue, Rhésus
Expédition	Sac de glace