

Isothiocyanate De Fluorescéine/Fitc, Anticorps Polyclonal De Lapin - Anti-Fitc

Numéro d'article: CM0021199

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FITC destiné aux applications de WB et d'ELISA. Sa réactivité croisée indépendante de l'espèce en fait un produit idéal pour la détection universelle des molécules marquées au FITC dans le développement et la recherche d'analyses IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Isothiocyanate de fluorescéine/FITC, anticorps polyclonal de lapin
Immunogène	FITC
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant