

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fmn1 Pour Wb, Elisa - Q68Da7

Numéro d'article: CM0017436

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FMN1 humain (Formin-1) pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient à l'étude de la formation des jonctions adhérentes et de la polymérisation de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb Lapin anti-FMN1
Remarques/Alias	LD; FMN; FMN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	342184
ID de gène	342184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-495 du FMN1 humain (NP_001096654.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q68DA7
Poids moléculaire	158kDa
Expédition	Sac de glace