

Fndc5 Pab De Lapin - Q8Nau1

Numéro d'article: CM0023016



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FNDC5 humain (irisine). Convient aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Favorise la recherche sur le métabolisme lié à l'exercice et le brunissement du tissu adipeux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FNDC5 pAb de lapin
Remarques/Alias	FRCP2 ; irisine ; FNDC5
Espèce	Humaine
GeneID	252995
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-150 du FNDC5 humain (NP_715637.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8NAU1
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace