


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Formyl-Histone H2B-K120 (P62807/Q16778) Pour Wb, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000092



Introduction

Anticorps monoclonal spécifique de lapin anti-formyl-histone H2B-K120 pour Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'H2B humain, murin, de rat avec une large réactivité croisée prédite. Idéal pour étudier les modifications des histones et la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Formyl-Histone H2B-K120
Remarques/Alias	H2B ; H2BE ; H2BQ ; GL105 ; H2B.1 ; H2BFQ ; H2BGL105 ; H2B-GL105 ; HIST2H2BE ; Formyl-Histone H2B-K120
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8349
GeneID	3017/8349
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé de l'Histone H2B humaine (formyl K120)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P62807/Q16778
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace