

Anticorps Monoclonal De Lapin Foxf1 Pour Wb Et Elisa - Q12946

Numéro d'article: CM0012022

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin FOXF1 fiable pour Western blot et ELISA. Détecte FOXF1 humain et murin, un activateur de transcription spécifique du poumon. Idéal pour la recherche sur le développement pulmonaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXF1 AcM de lapin
Remarques/Alias	FKHLS ; ACDMPV ; FREAC1 ; FOXF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2294
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de FOXF1 humain (Q12946)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12946
Poids moléculaire protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace