

Foxg1 Lapin Pab - P55316

Numéro d'article: CM0024365



Introduction

FOXG1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant FOXG1 chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur le développement cérébral et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BF1 ; BF2 ; QIN ; FKH2 ; HBF2 ; HFK1 ; HFK2 ; HFK3 ; KHL2 ; FHL3 ; FKHL1 ; FKHL2 ; FKHL3 ; FKHL4 ; HBF-1 ; HBF-2 ; HBF-3 ; FOXG1A ; FOXG1B ; FOXG1C ; HBF-G2 ; FOXG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2290
GeneID	2290
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400-489 de FOXG1 humain (NP_005240.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55316
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace