

Foxl2 Lapin Pab Pour Wb, If-P, Elisa - P58012

Numéro d'article: CM0020758



Introduction

Explorez l'anticorps polyclonal de lapin FOXL2 (PAb) validé pour le Western Blot (WB), l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA. Réagit avec FOXL2 humain, murin, rat, un facteur de transcription nucléaire essentiel au développement ovarien et répresseur de la détermination testiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BPES ; PFRK ; POF3 ; BPES1 ; PINTO ; FOXL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	668
GeneID	668
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300-376 de FOXL2 humain (NP_075555.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58012
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace