

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxo4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Numéro d'article: CM0024954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FOXO4 validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation insulínique, la régulation du cycle cellulaire et la dynamique des facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXO4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4303
GeneID	4303
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98177
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sachet de glace